



โรงพยาบาลหนองคาย

วิธีปฏิบัติ

เลขที่ NK-WI-CSSD-๐๑๖

เรื่อง กระบวนการเตรียมและการห่อ อุปกรณ์การแพทย์

เอกสารควบคุม

	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี
จัดเตรียมโดย	นางนงคํนุช ลานอูน		12 ก.ย. 2565
ทบทวนโดย	นางอิฏฐิฐิวรรณ พิมพคักดี	๓ 2	15 ก.ย. 2565
อนุมัติโดย	นางณฤดี ทิพย์สุทธิ		17 ต.ค. 65

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ B	หน้า ๒/๕
ระเบียบปฏิบัติเลขที่: NK-WI-CSSD-๐๑๖	วันที่บังคับใช้:	
เรื่อง: กระบวนการเตรียมและการห่ออุปกรณ์การแพทย์		

ตารางการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่ (วันที่เริ่มบังคับใช้)	รายละเอียดที่แก้ไข / เหตุผลที่แก้ไข	จัดเตรียมโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
ฉบับ A (๑๙ ต.ค.๖๑)	ออกฉบับใหม่ครั้งแรก	นางคณุช	อภิวรรณ	ณฤดี
ฉบับ B (๒๒ ส.ค.๖๕)	แก้ไขกระบวนการเตรียมและการห่อ อุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันและมีการห่อ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระยะเวลาการ จัดเก็บ (Shelf life)	นางคณุช	อภิวรรณ	ณฤดี

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ B	หน้า ๓/๕
ระเบียบปฏิบัติเลขที่: NK-WI-CSSD-๐๑๖	วันที่บังคับใช้:	
เรื่อง: กระบวนการเตรียมและการห่ออุปกรณ์การแพทย์		

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ปนเปื้อนเชื้อโรคหลังจากผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ
- ๑.๒ เพื่อให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในหีบห่อหลังจากผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้
- ๑.๓ เพื่อให้อุปกรณ์ในหีบห่อคงสภาพความปราศจากเชื้อจนกว่าจะถูกนำออกมาจากห่อ

๒. นโยบาย

งานจ่ายกลางเป็นศูนย์กลางในการจัดการอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อนำอุปกรณ์การแพทย์กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเพียงพอให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยผ่านขั้นตอนการล้างทำความสะอาด การจัดเตรียมและการห่ออุปกรณ์การแพทย์ การทำให้ปราศจากเชื้อ การเก็บรักษาและการนำส่งอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อให้กับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลหนองคาย

๓. ขอบเขต

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมและการห่ออุปกรณ์การแพทย์ของพนักงานงานจ่ายกลางโรงพยาบาลหนองคาย

๔. คำจำกัดความ

การห่อบรรจุอุปกรณ์การแพทย์ (Packaging) หมายถึง การห่ออุปกรณ์การแพทย์ก่อนนำเข้าเครื่องเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ช่วยป้องกันมิให้อุปกรณ์การแพทย์เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค หลังจากการผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในจะคงสภาพปราศจากเชื้อจนกว่าจะถูกนำออกจากหีบห่อไปใช้งาน

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานงานจ่ายกลาง แผนกห่ออุปกรณ์การแพทย์ จัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ ตรวจสอบอุปกรณ์การแพทย์และการบรรจุหีบห่ออุปกรณ์การแพทย์

๖. แนวทางปฏิบัติ

๖.๑ พนักงานเตรียมและห่ออุปกรณ์การแพทย์สวมชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายได้แก่ หมวกคลุมศีรษะ, Mask, รองเท้าปฏิบัติงาน

๖.๒ พนักงานล้างมือให้สะอาด (Hand Hygiene) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ

๖.๓ ตรวจสอบความสะอาด ความแห้ง สภาพพร้อมใช้ของอุปกรณ์ได้แก่ ความมืด ความคม ชำรุด

๖.๔ อุปกรณ์มีข้อต่อจุดสัมผัส ต้องปลดล๊อคถ่างอุปกรณ์ออกเพื่อให้ตัวการทำให้ปราศจากเชื้อแทรกซึมสัมผัสอุปกรณ์ได้ทั่วถึง อุปกรณ์ที่มีความแหลมคมต้องใส่ป้องกันปลายแหลมคม

๖.๕ จัดชุดอุปกรณ์เป็นชุดหัตถการให้ถูกต้องตามชุดคู่มือของหน่วยงาน

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ B	หน้า ๔/๕
ระเบียบปฏิบัติเลขที่: NK-WI-CSSD-๐๑๖	วันที่บังคับใช้:	
เรื่อง: กระบวนการเตรียมและการทออุปกรณ์การแพทย์		

๖.๖ ใส่ตัวบ่งชี้เคมีภายในอุปกรณ์ที่ต้องสอดใส่เข้าสู่เนื้อเยื่อหรือเข้าสู่กระแสโลหิต ให้ถูกต้องตามวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ

๖.๗ ท่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระยะเวลาการจัดเก็บ(Shelf life)

ท่อผ้าชั้นเดียวระยะเวลาที่สามารถเก็บได้ ๒ สัปดาห์

ท่อผ้า ๒ ชั้นระยะเวลาที่สามารถเก็บได้ ๖ สัปดาห์

ท่อผ้า ๒ ชั้นและใส่ถุงพลาสติกระยะเวลาที่สามารถเก็บได้ ๓ เดือน

ท่อผ้า ๒ ชั้นและใส่ถุงพลาสติกแล้วซีลผนึกของระยะเวลาที่สามารถเก็บได้ ๖ เดือน

ซองซีลระยะเวลาที่สามารถเก็บได้ ๙ เดือน

๖.๘ ผ้าที่นำมาทออุปกรณ์เป็นผ้า cotton ๑๐๐% มีเส้นด้ายไม่น้อยกว่า ๒๑๕ เส้นต่อตารางนิ้ว เย็บริม ๔ ด้าน ตะเข็บคู่ห่างกัน ๑ เซนติเมตร ไม่มีรอยต่อ เลือกผ้าที่มีขนาดใหญ่พอที่จะทอหุ้มอุปกรณ์ได้มิดชิด และอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในจะต้องพิจารณาขนาดและความแน่นของอุปกรณ์ที่บรรจุภายในท่อให้เหมาะสม เพื่อให้ไอน้ำ ความร้อนหรือแก๊สสามารถแทรกซึมเข้าสู่อุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง

ท่อผ้าควรมีขนาดใหญ่ไม่เกิน ๑๒x๑๒x๒๐ นิ้วฟุต และน้ำหนักไม่เกิน ๕.๕ กิโลกรัม (๑๒ ปอนด์)

ท่อผ้าสองชั้นทุกท่อจะต้องมี Forceps เพื่อเป็น Transfer Forceps

๖.๙ อ่างหรือถ้วยต่างๆถ้ามีการซ้อนกันให้ใช้ผ้าก๊อกรองระหว่างอ่างหรือถ้วย เพื่อให้ไอน้ำแทรกซึมได้ดี

๖.๑๐ ท่ออุปกรณ์ตามมาตรฐาน ปิดท่ออุปกรณ์ด้วย External Indicator tape เลือกตามวิธีที่จะทำให้ปราศจากเชื้อตามความยาว ตามขนาดของอุปกรณ์

๖.๑๑ ติดฉลากอุปกรณ์ แสดงชื่อชุดอุปกรณ์ รอบเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ วันผลิต วันหมดอายุ และชื่อผู้รับผิดชอบใช้ระบบโปรแกรมสติ๊กเกอร์

๖.๑๒ การบรรจุในของใส่อุปกรณ์

๖.๑๒.๑ เลือกขนาดของให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

๖.๑๒.๒ อุปกรณ์ที่มีข้อต่อจุดล๊อค ต้องปลดล๊อคค้างอุปกรณ์ออก อุปกรณ์ที่มีความแหลมคมต้องใส่ปลอกหุ้มป้องกันความแหลมคม

๖.๑๒.๓ ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ของอุปกรณ์ ความผิด ความคม ชำรุด

๖.๑๒.๔ บรรจุอุปกรณ์ลงในซองโดยให้ส่วนปลายที่จะหยิบจับเป็นส่วนแรกที่พบเมื่อเปิดซอง

๖.๑๒.๕ ใส่ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในอุปกรณ์ที่ต้องสอดใส่เข้าสู่เนื้อเยื่อหรือเข้าสู่กระแสโลหิตให้ถูกต้องตามประเภทของการทำให้ปราศจากเชื้อ

๖.๑๒.๖ โล่อากาศออกให้หมด ก่อนปิดซองด้วยเครื่องปิดผนึกของด้วยความร้อน ที่มีความกว้างของซองซีลไม่น้อยกว่า ๐.๖ mm.

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ B	หน้า ๕/๕
ระเบียบปฏิบัติเลขที่: NK-WI-CSSD-๐๑๖	วันที่บังคับใช้:	
เรื่อง: กระบวนการเตรียมและห่ออุปกรณ์การแพทย์		

๖.๑๒.๗ ปิดผนึกของให้เหลือพื้นที่เหนืออุปกรณ์ประมาณ ๑ นิ้ว

๖.๑๒.๘ ตัดฉลากอุปกรณ์ แสดงชื่อชุดอุปกรณ์ รอบเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ วันผลิต วันหมดอายุ และชื่อผู้รับผิดชอบ ใช้ระบบโปรแกรมสติ๊กเกอร์

๗. เครื่องชี้วัดคุณภาพ

๗.๑ อุบัติการณ์การเตรียมและห่ออุปกรณ์การแพทย์ไม่พร้อมใช้ = ๐

๗.๒ อัตราการห่ออุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อหมดอายุในห้องจัดเก็บ = ๐

๘. เอกสารอ้างอิง

อะเคื้อ อุนทเลขกะ. (๒๕๕๕) หลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ (พิมพ์ครั้งที่ ๒). เชียงใหม่. โรงพิมพ์มิ่งเมือง.

นาย สมศักดิ์ วัฒนศรี. แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์. ๒๕๖๑.